


Wb, Elisa용 항-Osteopontin 단일클론 항체 - P10451

품목 번호: CM0002224



소개

인간 Osteopontin (OPN/SPP1)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western Blot) 및 ELISA에 적합합니다. 인간 Osteopontin을 인식하며 분자량은 35 kDa입니다. 골 생물학 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Osteopontin Rabbit mAb
비고/별칭	OPN; BNSP; BSPI; ETA-1; Osteopontin
종(Species)	인간 (Human)
유전자 ID (인간)	6696
유전자 ID	6696
면역원(Immunogen)	인간 Osteopontin (P10451)의 아미노산 200-300에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간 (Human)
SWISS	P10451
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)