


웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Osteopontin 폴리클론항체 - P10451

품목 번호: CM0013354



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 검증된 Anti-Osteopontin 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스, 래트의 오스테오폰틴을 검출하며, 아미노산 17-314을 인식합니다. 세포-기질 상호작용 및 사이토카인 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	상세 내용
제품명	Osteopontin Rabbit pAb
비고/별칭	OPN; BNSP; BSPI; ETA-1; Osteopontin
종	인간
유전자 ID	6696
면역원	인간 오스테오폰틴 (NP_001035147.1)의 아미노산 17-314에 해당하는 재조합 단백질
원산지	래빗
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10451
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백