


Wb, Elisa용 Anti-Ostm1 폴리클로날 항체 - Q86Wc4

품목 번호: CM0016778



소개

인간 OSTM1(염소화 채널 7 베타 서브유닛으로도 알려짐)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 확인하며 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 파골세포 및 멜라닌 세포의 성숙과 기능에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OSTM1 Rabbit pAb
비고/별칭	GL, GIPN, OPTB5, HSPC019, OSTM1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	28962
면역원	인간 OSTM1 (NP_054747.2)의 아미노산 32-284에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q86WC4
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 백(Ice bag)