

Anti-Ostt1 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - Q10Kf0

품목 번호: CM0019473

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 벼 OsTT1(프로테아좀 알파 서브유닛 타입 2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 예상 분자량이 약 26kDa인 벼(Oryza sativa) 타겟을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OsTT1 토끼 pAb
비고/별칭	PAB1; OsPAB1; OsJ_11088; OsTT1
종	벼(Oryza sativa)
유전자 ID	4333000
면역원	벼(Oryza sativa) OsTT1 (Q10KF0)의 135~235번 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	벼(Oryza sativa)
SWISS	Q10KF0
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스팩