


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Otc Rabbit Monoclonal Antibody - P00480

품목 번호: CM0005091



소개

WB, IF-P, ELISA에 대해 검증된 재조합 토끼 단일클론 OTC 항체로, 사람, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 가집니다. 요소 회로 연구 및 IVD 분석 개발에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OTC Rabbit mAb
비고/별칭	OCTD; OTC1; OTCD; OTCas; OTC
종	사람
유전자 ID	5009
면역원	사람 OTC의 아미노산 215-354에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_000522.3).
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P00480
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백