


Wb 및 Elisa용 Anti-Otc Rabbit Polyclonal Antibody - P00480

품목 번호: CM0026832



소개

웨스턴 블롯팅 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 유래 anti-OTC 폴리클론항체. 인간, 마우스 및 래트 OTC를 검출합니다. 요소 회로, 암모니아 해독 및 미토콘드리아 대사 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OTC Rabbit pAb
비고/별칭	OCTD; OTC1; OTCD; OTCse; OTC
종	인간
GeneID (인간)	5009
GeneID	5009
면역원	인간 OTC (NP_000522.3)의 아미노산 215-354에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00480
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백