

Wb, Elisa용 항Otof 다클론 항체 - Q9Hc10

품목 번호: CM0021827

소개

인간 샘플의 WB 및 ELISA에서 검증된 OTOF 토끼 다클론 항체입니다. 재조합 면역원(아미노산 1-300)이 달팽이관 유모세포에서 시냅스 소포 엑소시토시스에 중요한 칼슘 센서인 오토페린(otoferlin)을 표적하며, 청력 및 난청 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OTOF 토끼 pAb
비고/별칭	AUNB1; DFNB6; DFNB9; NSRD9; FER1L2; OTOF
종	인간
유전자ID (인간)	9381
유전자ID	9381
면역원	인간 OTOF (NP_919224.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9HC10
단백질 분자량	227kDa
배송	아이스백