

## Anti-Otp Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Xkr4

품목 번호: CM0017182

### 소개

인간 OTP(Homeobox protein orthopedia)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. WB, IHC-P, ELISA 적용에 적합하며, 인간, 마우스 및 래트 샘플과 교차 반응합니다. 시상하부 신경내분비 분화 연구에 유용합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 사양                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 제품명            | OTP Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭          | OTP                                                        |
| 종              | 인간                                                         |
| GeneID (Human) | 23440                                                      |
| GeneID         | 23440                                                      |
| 면역원            | 인간 OTP (NP_115485.1)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질 |
| 원천             | 토끼                                                         |
| 범주             | 폴리클론 항체                                                    |
| 적용 분야          | WB, IHC-P, ELISA                                           |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스, 래트                                                |
| SWISS          | Q5XKR4                                                     |
| 단백질 분자량        | 34kDa                                                      |
| 배송             | 아이스백                                                       |