

Wb, Elisa용 Anti-Otub1 폴리클로날 항체 - Q96Fw1

품목 번호: CM0016323



소개

단백질 분해(turnover), DNA 복구 및 면역 조절에 관여하는 디유비퀴틴화 효소인 인간 OTUB1을 표적으로 하는 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 기초 연구 및 IVD 검법 개발에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	OTUB1 Rabbit pAb
비고/별칭	OTB1; OTU1; HSPC263; OTUB1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	55611
GeneID	55611
면역원(Immunogen)	인간 OTUB1 (NP_060140.2)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q96FW1
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)