

Anti-Otub1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q96Fw1

품목 번호: CM0016270



소개

단백질 전환, DNA 복구 및 면역 조절에 관여하는 Lys-48 특이적 데유비퀴티나아제인 인간 OTUB1을 표적으로 하는 토끼 다클로널 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트의 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OTUB1 Rabbit pAb
비고/별칭	OTB1, OTU1, HSPC263, OTUB1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	55611
GeneID	55611
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96FW1
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)