


Wb, Elisa용 Anti-Otub2 토끼 다클로날 항체 - Q96Dc9

품목 번호: CM0020495



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-OTUB2 토끼 다클로날 항체입니다. 단백질 분해(turnover)에 관여하는 디유비퀴티나아제(deubiquitinase)인 인간 유비퀴틴 티오에스테라제 OTUB2를 표적으로 합니다. 유비퀴틴 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OTUB2 Rabbit pAb
비고/별칭	OTB2, OTU2, C14orf137, OTUB2
종(Species)	인간(Human)
GeneID	78990
면역원(Immunogen)	인간 OTUB2 (NP_075601.1)의 아미노산 1-73에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q96DC9
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)