

Anti-Otud4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q01804

품목 번호: CM0023797

소개

OTUD4 (HIN1)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 사람, 쥐, 및 랫트 샘플에서 WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. OTUD4의 테우비퀴틴화(deubiquitination), 염증성 신호 전달 및 DNA 복구에서의 역할을 조사하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	OTUD4 Rabbit pAb
비고/별칭	HIN1; DUBA6; HSHIN1; OTUD4
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	54726
GeneID	54726
면역원(Immunogen)	사람 OTUD4 (NP_001096123.1)의 아미노산 200-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q01804
단백질 분자량(Protein Weight)	124kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)