

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Otud7B 다클론 항체 - Q6Gqq9

품목 번호: CM0021198



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 OTUD7B 토끼 다클론 항체. 사람, 생쥐, 쥐 OTUD7B를 인식합니다. NF-kB 경로 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	OTUD7B 토끼 pAb
비고/별칭	ZA20D1; CEZANNE; OTUD7B
종	사람
유전자ID (사람)	56957
유전자ID	56957
면역원	사람 OTUD7B (NP_064590.2)의 아미노산 530-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q6GQQ9
단백질 분자량	93kDa
배송 방식	아이스 팩