

Wb 및 Elisa용 항-Otx1 단클론 항체 - P32242

품목 번호: CM0003298

소개

인간 OTX1(호메오박스 단백질 OTX1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 뇌 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OTX1 토끼 mAb
종	인간
GeneID	5013
면역원	인간 OTX1 (NP_055377.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P32242
단백질 분자량	37kDa
배송 방법	아이스백