

Wb, Elisa용 항Otx2 토끼 단클론 항체 - P32243

품목 번호: CM0011794

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 애플리케이션용 고품질 OTX2 토끼 단클론 항체로, 사람, 생쥐, 쥐에서 검증되었습니다. 뇌 발달 및 전사 조절 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OTX2 토끼 mAb
비고/별칭	CPHD6; MCOPS5; OTX2
종	사람
유전자ID (사람)	5015
유전자ID	5015
면역원	합성 펩타이드 - 사람 OTX2 (P32243)의 아미노산 190-289번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	P32243
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스백