

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Otx2 토끼 다클론 항체 - P32243

품목 번호: CM0017144

소개

면역조직화학, 면역형광 및 ELISA에 사용되는 고품질 anti-OTX2 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드 OTX2와 교차 반응합니다. 뇌 및 감각기관 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OTX2 토끼 pAb
비고/별칭	CPHD6; MCOPS5; OTX2
종	인간
유전자 ID (인간)	5015
유전자 ID	5015
면역원	재조합 단백질(인간 OTX2의 아미노산 140~280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_068374.1))
동물 종	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P32243
단백질 분자량	32kDa
배송	얼음팩