

Wb, Elisa용 Anti-Ovol2 폴리클로날 항체 - Q9Brp0

품목 번호: CM0020023

소개

인간 OVOL2 (ZNF339)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 상피-간질 전환, 발생 생물학 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OVOL2 Rabbit pAb
비고/별칭	CHED; CHED1; CHED2; PPCD1; ZNF339; EUROIMAGE566589; OVOL2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	58495
유전자 ID	58495
면역원(Immunogen)	인간 OVOL2 (NP_067043.2)의 아미노산 24-98에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9BRP0
단백질 분자량(Protein Weight)	30kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)