

Anti-Ox40L 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - P23510

품목 번호: CM0021687



소개

인간 OX40L (CD252, TNFSF4)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐와 교차 반응합니다. T세포 공동자극 및 사이토카인 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	OX40L 토끼 pAb
비고/별칭	GP34; CD252; OX40L; TXGP1; CD134L; OX-40L; TNLG2B; OX40L
종	인간
유전자 ID (인간)	7292
유전자 ID	7292
면역원	재조합 단백질 인간 OX40L (NP_003317.1)의 아미노산 51-183에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P23510
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스백