


Wb 및 Elisa용 항-Oxa1L 토끼 다클론 항체 - Q15070

품목 번호: CM0027217



소개

항-OXA1L 토끼 다클론 항체(pAb)는 인간 OXA1L을 특이적으로 검출하며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었으며 미토콘드리아 내막 단백질 인서트제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OXA1L 토끼 pAb
비고/별칭	OXA1; OXA1L; OXA1L
종	인간
유전자 ID (인간)	5018
유전자 ID	5018
면역원	인간 OXA1L (NP_005006.4)의 아미노산 336-435에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15070
단백질 분자량	49kDa
배송 방식	아이스 팩