

Anti-Oxct1 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - P55809

품목 번호: CM0030265



소개

케톤체 이화작용의 핵심 효소인 OXCT1(SCOT)에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB와 ELISA로 검증되었습니다. 대사 연구 및 미토콘드리아 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OXCT1 토끼 pAb
비고/별칭	OXCT; SCOT; OXCT1
종	인간
유전자 ID	5019
면역원	인간 OXCT1 (NP_000427.1)의 아미노산 261-520에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55809
단백질 분자량	56kDa
배송 방법	아이스 팩