

Anti-Oxct2 폴리클론항체 (Wb, If-P, Elisa용) - Q9Byc2

품목 번호: CM0018810

소개

미토콘드리아 케톤체 분해 효소인 인간 OXCT2에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IF-P, ELISA 적용에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트에 대한 교차반응성을 보입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OXCT2 Rabbit pAb
비고/별칭	SCOTT; FKSG25; OXCT2
종	인간
GeneID (인간)	64064
GeneID	64064
면역원	인간 OXCT2 (NP_071403.1)의 아미노산 430-510에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BYC2
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백