

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Oxgr1/Gpr99 토끼 단일클론 항체 - Q96P68

품목 번호: CM0002564



소개

사람 OXGR1/GPR99 (2-옥소글루타르산 수용체 1)에 특이적인 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅, 면역형광법, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. GPCR 신호 전달, 대사 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OXGR1 / GPR99 Rabbit mAb
비고/별칭	aKGR; GPR80; GPR99; P2Y15; P2RY15; OXGR1 / GPR99
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	27199
GeneID	27199
면역원	합성 펩타이드 사람 OXGR1 / GPR99 (Q96P68)의 아미노산 150-250 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q96P68
단백질 분자량	38 kDa
배송	아이스백