

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Oxr1 단일클론 항체 - Q8N573

품목 번호: CM0006535

소개

WB, IF-P, ELISA에 대해 검증된 재조합 anti-OXR1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 24-98 kDa 아이소폼을 검출합니다. 산화 스트레스, V-ATPase 조절 및 신경 보호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OXR1 Rabbit mAb
비고/별칭	TLDC3; CHEGDD; Nbla00307; OXR1
종	인간
GeneID (인간)	55074
GeneID	55074
면역원	인간 OXR1 (NP_001185461.1)의 아미노산 705-874에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N573
단백질 분자량	24-98 kDa
배송	아이스백