

Oxr1에 대한 안티-랫 폴리클로날 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q8N573

품목 번호: CM0019081

소개

인간 OXR1 (산화 저항 단백질 1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 산화 스트레스, 골지체 pH 조절 및 신경 보호 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OXR1 래빗 pAb
비고/별칭	TLDC3; CHEGDD; Nbla00307; OXR1
종	인간
GeneID (인간)	55074
GeneID	55074
면역원	재조합 단백질 인간 OXR1의 아미노산 705-874에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_001185461.1)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N573
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스백