


Anti-Oxsm Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nwu1

품목 번호: CM0020621



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 OXSM 토끼 폴리클론항체를 검증합니다. 인간, 마우스, 래트의 미토콘드리아 3-옥소아실-ACP 합성효소와 반응합니다. 지방산 생합성, 지질 대사 및 미토콘드리아 기능 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	OXSM Rabbit pAb
비고/별칭	KS; CEM1; KASI; FASN2D; OXSM
종	인간
유전자 ID (인간)	54995
면역원	재조합 단백질 인간 OXSM (NP_060367.1)의 아미노산 80-459 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NWU1
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백