


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Oxsr1 토끼 다클로날 항체 - O95747

품목 번호: CM0018351



소개

WNK-OSR1 경로의 세린/트레오닌 키나아제인 OXSR1 (OSR1)을 타겟겨 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드의 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 이온 수송, 스트레스 반응 및 혈관신생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OXSR1 Rabbit pAb
비고/별칭	OSR1; OXSR1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	9943
유전자 ID	9943
면역원	합성 펩타이드 사람 OXSR1 (NP_005100.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫드 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	O95747
단백질 크기	58kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)