

Wb, Elisa용 항Oxt 토끼 폴리클로날 항체 - P01178

품목 번호: CM0016414



소개

인간 OXT(옥시토신-뉴로피신 1 전단백질)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 사회적 행동 및 생식생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OXT 토끼 pAb
비고/별칭	OT; OT-NPI; OXT-NPI; OXT
종	인간
유전자 ID	5020
면역원	인간 OXT(NP_000906.1)의 아미노산 1-125에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01178
단백질 분자량	13kDa
배송 방식	아이스 팩