


웨스턴 블롯, Elisa용 항-옥시토신 수용체 단일클론 항체 - P30559

품목 번호: CM0003653



소개

인간 옥시토신 수용체(OXTR, P30559)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 사용되며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 신경펩타이드 호르몬 신호 전달, 사회적 행동 및 수용체 약리학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	옥시토신 수용체 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	OTR; OT-R; 옥시토신 수용체
종	인간
유전자 ID (인간)	5021
유전자 ID	5021
면역원	인간 옥시토신 수용체(P30559)의 아미노산 50-150에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30559
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백