


Wb, If, Fc 및 Elisa용 Anti-P-Cadherin Rabbit Monoclonal Antibody - P22223

품목 번호: CM0004106



소개

인간 P-cadherin (CDH3)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA에서 검증됨. 내인성 P-cadherin 단백질(~87/91 kDa)을 인식합니다. 세포 접착 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	P-cadherin Rabbit mAb
비고/별칭	CDHP; HJMD; PCAD
종	인간
유전자 ID (인간)	1001
유전자 ID	1001
면역원	인간 P-cadherin (NP_001784.2)의 아미노산 108-654에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P22223
단백질 무게	87kDa/91kDa
배송	아이스백