

P 당단백질 단클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa 용) - P08183

품목 번호: CM0005227



소개

P 당단백질(ABCB1/MDR1)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증된 적용 분야를 가집니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 보입니다. 다제내성 및 수송체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	P 당단백질 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170
종	인간
GeneID (인간)	5243
GeneID	5243
면역원	인간 P 당단백질(NP_000918.2)의 아미노산 603-692에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08183
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스백