

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-P 당단백질 폴리클론 항체 - P08183

품목 번호: CM0018597



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 고품질 anti-P 당단백질 토끼 폴리클론 항체. 인간, 마우스, 래트 ABCB1 (MDR1) 단백질 검출. 다제내성 및 약물 수송 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	P 당단백질 토끼 pAb
비고/별칭	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; P 당단백질
종	인간
GeneID	5243
면역원	재조합 단백질 인간 P 당단백질 (NP_000918.2)의 아미노산 603-692에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P08183
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스백