

P 당단백질 토끼 다클론 항체 - P08183

품목 번호: CM0018213



소개

인간 P 당단백질(ABCB1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 다제내성 및 ABC 수송체 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	P 당단백질 토끼 다클론 항체
비고/별칭	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; P 당단백질
종	인간
GeneID (인간)	5243
GeneID	5243
면역원	재조합 단백질, 인간 P 당단백질(NP_000918.2)의 아미노산 590-689번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P08183
단백질 분자량	141kDa
배송 방식	아이스 팩