

Anti-P150 Caf1 (Caf-1 P150 Subunit) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q13111

품목 번호: CM0022717



소개

인간 p150 CAF1 (CHAF1A), 크로마틴 조립 인자-1의 p150 소단위체를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 크로마틴 조립, DNA 복제 및 DNA 복구 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	p150 CAF1 Rabbit pAb
비고/별칭	CAF1; P150; CAF-1; CAF1B; CAFIP150; p150 CAF1
종	Human
GeneID (human)	10036
GeneID	10036
면역원	인간 p150 CAF1 (NP_005474.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	Q13111
단백질 분자량	107kDa
배송	아이스백