

Wb, Elisa용 항-P150 Caf1 토끼 단클론 항체 - Q13111

품목 번호: CM0009898



소개

인간 p150 CAF1(CHAF1A)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다.

크로마틴 조립 및 DNA 복제/수복 과정 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	p150 CAF1 토끼 mAb
비고/별칭	CAF1; P150; CAF-1; CAF1B; CAF1P150; p150 CAF1
종	인간
유전자ID (인간)	10036
유전자ID	10036
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13111
단백질 분자량	107kDa
배송	아이스 팩