


Anti-P16-Arc/Arpc5 폴리클론항체 (Wb, Elisa용) - O15511

품목 번호: CM0029316



소개

인간 ARPC5 (p16-ARC)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 생쥐 및 랫드와 교차반응함. Arp2/3 복합체, 액틴 역학 및 DNA 수복 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	p16-ARC/ARC16/ARPC5 토끼 pAb
비고/별칭	ARC16; p16-Arc; dJ127C7.3; p16-ARC/ARC16/ARPC5
종	인간
GeneID	10092
면역원	인간 ARPC5 (NP_001257368.1)의 아미노산 1-154를 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 랫드
SWISS	O15511
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백