

Wb용 Anti-P16 Ink4A 폴리클론항체 - P51480

품목 번호: CM0019164

소개

p16 INK4A의 N-말단을 표적하는 고품질 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트에 대한 교차반응성을 보입니다. 세포주기 조절 및 종양 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 파라미터        | 값                                                                                                         |
| 제품명         | p16 INK4A Rabbit pAb                                                                                      |
| 비고/별칭       | Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); p16 INK4A |
| 종           | 마우스                                                                                                       |
| 유전자 ID (인간) | 1029                                                                                                      |
| 유전자 ID      | 12578                                                                                                     |
| 면역원         | 마우스 p16 INK4A의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_001035744.1).                                    |
| 원천          | 토끼                                                                                                        |
| 카테고리        | 폴리클론 항체                                                                                                   |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                                                                 |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                                                               |
| SWISS       | P51480                                                                                                    |
| 단백질 분자량     | 17KDa                                                                                                     |
| 배송          | 아이스백                                                                                                      |