


Anti-P19Arf Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q64364

품목 번호: CM0021935



소개

마우스 p19ARF (Tumor suppressor ARF)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간과 교차반응함. 세포 주기 및 종양 억제 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	p19ARF Rabbit pAb
비고/별칭	Arf; MTS1; Pctrl; p19ARF; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf;
종	마우스
GeneID (Human)	1029
GeneID	12578
면역원	마우스 p19ARF (NP_034007.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q64364
단백질 분자량	19 kDa
배송	아이스백