


Ihc-P, Elisa용 Anti-P23/Ptges3 토끼 다클론 항체 - Q15185

품목 번호: CM0017453



소개

P23/PTGES3 (cPGES)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, IHC-P와 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 단백질을 검출하며 프로스타글란딘 E2 합성 및 사폐론 기능 연구에 필수적인 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	P23/PTGES3 토끼 pAb
비고/별칭	P23, TEBP, cPGES
종	인간
유전자 ID (인간)	10728
유전자 ID	10728
면역원	인간 P23/PTGES3 (NP_006592.3)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15185
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩