

## Wb 및 Elisa용 항P23/Ptges3 토끼 다클론 항체 - Q15185

품목 번호: CM0030506



### 소개

인간 PTGES3(프로스타글란딘 E 합성효소 3, cPGES)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 유효성이 검증되었으며, 마우스와 쥐에서도 교차반응합니다. 프로스타글란딘 생합성, 샤페론 기능 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | P23/PTGES3 토끼 pAb                                                     |
| 비고/별칭       | P23; TEBP; cPGES; P23/PTGES3                                          |
| 종           | 인간                                                                    |
| 유전자 ID (인간) | 10728                                                                 |
| 유전자 ID      | 10728                                                                 |
| 면역원         | 인간 P23/P23/PTGES3 (NP_006592.3)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다. |
| 공급원         | 토끼                                                                    |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                                |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                             |
| 교차반응성       | 인간, 마우스, 쥐                                                            |
| SWISS       | Q15185                                                                |
| 단백질 분자량     | 19kDa                                                                 |
| 배송 방법       | 아이스 팩                                                                 |