

Wb, Elisa용 항-P2Rx2 다클론 항체 - Q9Ubl9

품목 번호: CM0029409



소개

WB 및 ELISA용 P2RX2 토끼 pAb. 청력 및 신경전달에 관여하는 ATP-게이팅 이온 채널인 인간, 마우스, 래트 P2X 퓨리노수용체 2를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	P2RX2 토끼 pAb
비고/별칭	P2X2; DFNA41; P2RX2
종	인간
유전자 ID (인간)	22953
유전자 ID	22953
면역원	인간 P2RX2의 재조합 단백질 (아미노산 60-320)
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UBL9
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백