

Wb, Elisa용 Anti-P2Rx3 폴리클로널 항체 - P56373

품목 번호: CM0017305



소개

WB 및 ELISA에 적합한 인간 P2RX3 (P2X 퓨리노셉터 3)에 특이적인 토끼 폴리클로널 항체입니다. 마우스 및 쥐 P2RX3를 검출합니다. 표적은 감각 처리 및 통증 인지에 관여하는 ATP 개폐 이온 채널입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	P2RX3 Rabbit pAb
비고/별칭	P2X3; P2RX3
종	Human
유전자 ID (인간)	5024
유전자 ID	5024
면역원	재조합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse, Rat
SWISS	P56373
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스 팩