

## If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-P2Rx4 폴리클론 항체 - Q99571

품목 번호: CM0024352



### 소개

인간 P2RX4 (P2X4 퓨리노셉터, ATP-개폐 양이온 채널)에 대한 토끼 폴리클론 항체입니다. IF/ICC, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 쥐 P2RX4를 검출합니다. 면역 반응 및 신경염증 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수    | 값                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명     | P2RX4 Rabbit pAb                                                |
| 비고/별칭   | P2X4; P2X4R; P2RX4                                              |
| 종       | 인간                                                              |
| GeneID  | 5025                                                            |
| 면역원     | 합성 펩타이드: 인간 P2RX4 (NP_002551.2)의 아미노산 111-211에 해당하는 서열의 합성 펩타이드 |
| 원천      | 토끼                                                              |
| 범주      | 폴리클론 항체                                                         |
| 응용 분야   | IF/ICC, IF-P, ELISA                                             |
| 교차 반응성  | 인간, 쥐                                                           |
| SWISS   | Q99571                                                          |
| 단백질 분자량 | 43kDa                                                           |
| 배송      | 아이스백                                                            |