

Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-P2Rx4 Rabbit Polymab® - Q99571

품목 번호: CM0011340



소개

WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된
고감도 토끼 재조합 단일클론 항-P2RX4 항체. 인간,
마우스, 랫트 P2X4 퓨리노셉터 검출; 면역학 및 신경과학
연구에 이상적. ~43 kDa.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	P2RX4 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	P2X4; P2X4R; P2RX4
종	인간
GeneID (Human)	5025
GeneID	5025
면역원	인간 P2RX4 (NP_110378.3)의 아미노산 서열 55-338에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q99571
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백