

Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 항P2Rx5 다클론 항체 - Q93086

품목 번호: CM0016007

소개

인간 P2RX5(P2X5, LRH-1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 뇌 및 면역 조직 내 ATP-개폐 이온 채널 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	P2RX5 토끼 pAb
비고/별칭	P2X5; LRH-1; P2X5R; P2RX5
종	인간
유전자ID (인간)	5026
유전자ID	5026
면역원	인간 P2RX5(NP_002552.2)의 아미노산 341-422에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q93086
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백