


Wb, Elisa용 Anti-P2Rrx7 폴리클로널 항체 - Q99572

품목 번호: CM0015480



소개

P2RX7 Rabbit pAb는 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클로널 항체이며, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 가집니다. 타겟: 염증 및 세포 사멸에 관여하는 ATP 개폐 이온 채널인 P2X7 수용체(Q99572).

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	P2RX7 Rabbit pAb
비고/별칭	P2X7; P2RX7
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	5027
유전자 ID	5027
면역원	사람 P2RX7 (NP_002553.3)의 아미노산 47-334에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q99572
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)