

Anti-P2Ry10 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O00398

품목 번호: CM0024036



소개

P2RY10(putative P2Y purinoceptor 10)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. G 단백질 결합 퓨린성 신호 전달 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	P2RY10 Rabbit pAb
비고/별칭	LPS2; P2Y10; LYPSR2; P2RY10
종	인간(Human)
GeneID (인간)	27334
GeneID	27334
면역원	합성 펩타이드 인간 P2RY10 (NP_001311147.1)의 아미노산 200에서 C-말단까지의 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O00398
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩