

If/Icc 및 Elisa용 Anti-P2Ry11 Rabbit Polyclonal Antibody - Q96G91

품목 번호: CM0023120

소개

인간 및 마우스 샘플용 고품질 anti-P2RY11 토끼 폴리클론항체. IF/ICC 및 ELISA 적용 분야에서 검증됨. 약 40 kDa 크기의 G 단백질 연결 수용체인 P2Y 퓨리노셉터 11(P2Y11) 수용체를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	P2RY11 Rabbit pAb
비고/별칭	P2RY11; P2Y11; P2Y 퓨리노셉터 11
종	인간
유전자 ID (인간)	5032
면역원	인간 P2RY11 (NP_002557.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96G91
단백질 무게	40kDa
배송	아이스백