

Anti-P2Ry11 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96G91

품목 번호: CM0023711

소개

인간 P2Y 퓨리노수용체 11(P2RY11)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 쥐와 교차 반응함. G 단백질 연결 수용체 신호 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	P2RY11 Rabbit pAb
비고/별칭	P2Y11; P2RY11
종	인간
GeneID (인간)	5032
GeneID	5032
면역원	합성 펩타이드 - 인간 P2RY11 (NP_002557.2)의 아미노산 300-379에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q96G91
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백