


Wb, If-P, Elisa용 항-P2Ry12 다클론 항체 - Q9H244

품목 번호: CM0022821



소개

인간 P2RY12(P2Y 퓨리노수용체 12)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 혈소판 응집 및 지혈 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	P2RY12 토끼 pAb
비고/별칭	HORK3; P2Y12; ADPG-R; BDPLT8; SP1999; P2T(AC); P2Y(AC); P2Y(I2)R; P2Y(ADP); P2Y(cyc); P2RY12
종	인간
유전자ID	64805
면역원	인간 P2RY12 (NP_795345.1)의 아미노산 243-342번 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H244
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스백