

Anti-P2Ry14 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, And Elisa - Q15391

품목 번호: CM0027869



소개

인간 P2RY14(P2Y14 수용체, GPR105)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. UDP-글루코스 신호 전달 및 GPCR 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	P2RY14 Rabbit pAb
비고/별칭	P2Y14; BPR105; GPR105; P2RY14
종	인간
GeneID (인간)	9934
GeneID	9934
면역원	인간 P2RY14 (NP_055694.3)의 아미노산 209-338에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15391
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백